



WATER BATH



Manufacturer of
Life Science Research
Equipments



Water Baths are designed & manufactured to comply requirements of industries. Water baths are suitable for various sizes of flasks supplied with concentric rings (Holes) and racks (Serological). Water Baths are fully double wall construction and the gap between the walls insulated with special grade glass wool to eliminate the heat loss to minimum. U' Shaped heaters are used.



WATER BATH (HOLES)

Technical Specifications & Ordering Information:

MODEL	EPS/WB-R6	EPS/WB-R9	EPS/WB-R12
Dimension (mm)	300x250x105	300x300x105	405x300x105
No. of Holes (Width)	6	9	12
Volume (Litres)	9	12	15
MOC	Outer :- Mild Steel(Powder coated), Inner :- Stainless steel		
Control	Thermostat/Microprocessor Digital controler (Optional)		
Heaters	'U' Shaped heater		
Power	1.5 kw		
Temperature	Ambient +5°C to 100 °C		

WATER BATH (SEROLOGICAL)

EPS Serological Water Baths are fully double wall construction and the gap between the walls insulated with special grade glass wool to eliminate the heat loss to minimum. U' Shaped heaters are used.



Technical Specifications & Ordering Information:

MODEL	EPS/WB-S2	EPS/WB-S4	EPS/WB-S6	EPS/WB-S8
Dimension(mm)	300x250x175	350x300x175	455x300x175	605x300x175
Volume (Width)	15	20	25	32
MOC	Outer :- Mild Steel(Powder coated), Inner :- Stainless steel			
Control	Thermostat/Microprocessor Digital controler (Optional)			
Heaters	'U' Shaped heater			
Power	1.5 kw			2.0 kw
Temperature	Ambient +5°C to 100°C			

प्रमाण प्रतिलिपि - 2
Form: RG - 2



भारत सरकार
Government of India
व्यापार चिह्न नजिरी
Trade Marks Registry
व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
Trade Marks Act, 1999

इसका क्रमांक
No. 21416/24

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2), नियम 56 (1)
Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 56 (1)

व्यापार चिह्न नजारा / **Trade Mark No. 3936903** दिनांक/Date: 06/09/2018 ज.प्रमाण/ J. No. 1876

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न व्यापार चिह्न की रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रमाणित है, यह _____ द्वारा के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित है।

Certified that Trade Mark (a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of > EPS BIOSOLUTIONS, NO. 83, F-4, VISHNESHWAR APARTMENT, 8th CROSS STREET, RAJALAKSHMI NAGAR, VELACHERY, CHENNAI 600 042, K. GOPI, R. ANTHA, PARTNERSHIP S P R M, (Partnership Firm)

In Class 9 Under No. 3936903 as of the date 06 September 2018 in respect of

Goods and service as annexed

Trade Mark as annexed

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न व्यापार चिह्न की रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रमाणित है, यह _____ द्वारा के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित है।

Sealed at my direction, this 04th day of April, 2019



व्यापार चिह्न नजारा/ **Trade Marks Registry MUMBAI**


व्यापार चिह्न नजारा/ **Registrar of Trademarks**


रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रमाणित है कि निम्न व्यापार चिह्न की रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रमाणित है, यह _____ द्वारा के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित है।
Registration is certified 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years.
To renew this certificate it shall be filed in the office of the Registrar of Trademarks.

ध्यान दें: यदि आप इस प्रमाण प्रमाणित है कि निम्न व्यापार चिह्न की रजिस्ट्रेशन प्रमाण प्रमाणित है, यह _____ द्वारा के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित है।
Note: Upon any change of ownership of this Trade Mark, or change in address of the principal place of business or address for service in India a request should be made to register the change.

OUR CLIENTS



Our Dealers Network



Educational Institutions ◀

Pharma Industries ◀

Research Organizations ◀

Food & Drug Testing Laboratories ◀

Diagnostic Labs ◀

Aquaculture Labs ◀

EPS Biosolutions

Registered Office:

Plot 4B, Annai Abode Apartment, 1st Cross Street,
Chitti Babu Nagar, Pallikaranai, Chennai - 600 100.

Tamilnadu. India. ☎: 044-4207 2939.

🌐 info@epsbiosolutions.com | sales@epsbiosolutions.com

✉ www.epsbiosolutions.com

Factory:

No. 28/17, Bajanai Kovil Street,
Velachery, Chennai - 600 042. Tamil Nadu, India

Off - Orandiamman Kovil Street,

☎ 044-42072939 🌐 info@epsbiosolutions.com

✉ www.epsbiosolutions.com